

CUTIMED® SORBION® SACHET PRODUKTE

Ob besonders hohe Aufnahmekapazität, eindrucksvolle Anpassungsfähigkeit an konturierten Körperstellen oder Sonderformen: das umfangreiche Sortiment von **Cutimed® Sorbion® Sachet** bietet für jede Wundsituation das passende Produkt. Einfach zu applizieren und mit der einzigartigen Hydration Response Technology sind **Cutimed® Sorbion®** Verbände die richtige Wahl für das Management hoher Exsudatmengen.

CUTIMED® SORBION® SACHET S

Superabsorbierende Wundauflage

Der klassische Wundverband **Cutimed® Sorbion® Sachet S** eignet sich für viele Wundarten und Anwendungsbereiche.

Vorteile

- Schnelle und sichere Absorption des Exsudats
- Weniger Verbandwechsel notwendig (bis zu 4 Tage Tragedauer)
- Hohe Retentionsleistung, auch unter Kompression
- Feuchtes Wundmilieu
- Expansionsrand für einen breitflächigen Wundkontakt
- Kontinuierliche Wundbettreinigung

CUTIMED® SORBION® SACHET EXTRA

Superabsorbierende Wundauflage für besonders hohe Exsudatmengen

Durch seine äußerst hohe Aufnahmekapazität ist **Cutimed® Sorbion® Sachet Extra** besonders gut für Wundsituationen geeignet, die neben Wundbettkonditionierung eine sehr lange Tragedauer benötigen.

Vorteile

- Besonders hohe Exsudataufnahmekapazität
- Weniger Verbandwechsel notwendig (bis zu 7 Tage Tragedauer)
- Besonders hohe Retentionsleistung
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar



Anwendung für:

Cutimed® Sorbion® Sachet S, Cutimed® Sorbion® Sachet Extra, Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star und Cutimed® Sorbion® Sachet XL

- Ulcus cruris verschiedener Genese
- Sekundärheilende Wunden verschiedener Genese
- Diabetisches Ulcus
- Exulzierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Dekubitus


CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR

Superabsorbierende Wundauflage in **flexibler Form**

Durch seine flexible Form passt sich **Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star** ideal den verschiedenen Körperkonturen an. Ob an Zehen, Ferse, Sakrum, Brust, Ellenbogen oder in Wundhöhlen ist der Verband flexibel einsetzbar und anschmiegsam.

Vorteile

- Flexible Form für einen vielseitigen Einsatz
- Hohe Exsudataufnahmekapazität
- Weniger Verbandwechsel notwendig (bis zu 4 Tage Tragedauer)
- Hohe Retentionsleistung
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar
- Passt sich allen Körperkonturen an



CUTIMED® SORBION® SACHET XL

Superabsorbierende Wundauflage für **besonders große Wunden**

Aufgrund seiner der Anatomie des Körpers angepassten Form und seiner besonderen Größe ist **Cutimed® Sorbion® Sachet XL** für die Versorgung großflächiger Wunden ideal.

Vorteile

- Mehr Sicherheit durch nur einen Verband
- Einfachheit in der Versorgung großflächiger Wunden
- Hoher Tragekomfort schwierig zu versorgender Körperstellen
- Weniger Verbandwechsel notwendig (bis zu 4 Tage Tragedauer)
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar



CUTIMED® SORBION® SACHET BORDER

Superabsorbierende Wundauflage **mit Haftrand**

Cutimed® Sorbion® Sachet Border kommt überall dort zum Einsatz, wo eine schnelle und einfache Applikation erforderlich ist.

Vorteile

- Selbsthaftend für eine einfache Applikation
- Schnelle und sichere Absorption des Exsudats
- Hohe Retentionsleistung
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar



Anwendung für:

Cutimed® Sorbion® Sachet Border

- Dekubitus
- Stark nässender Ulcus cruris
- Diabetisches Fußsyndrom
- Exulzierende Karzinome
- Postoperative Wunddehiszenzen

CUTIMED® SORBION® SACHET S DRAINAGE

Superabsorbierende Wundauflage **in geschlitzter Form**

Dieser Wundverband wurde insbesondere für die Anwendung bei Kathetern, Drainagen etc. entwickelt. Durch seine geschlitzte Form schmiegt er sich besonders gut an Austrittsstellen, z. B. um Schläuche oder Ähnliches, an.

Vorteile

- Schnelle und sichere Absorption von Flüssigkeit
- Hohe Retentionsleistung
- Anschmiegsam an Austrittsstellen um Schläuche oder Ähnliches



Anwendung für:

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage

- Bei Kathetern
- Bei Drainagen



PRODUKTINFORMATIONEN

| Produkt | Abmessung in cm | Stck. / Packung | Bestell-Nr. | PZN |
|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| Cutimed® Sorbion® Sachet S | 7,5 x 7,5 | 12 | 7323240 | 11361310 |
| | 7,5 x 7,5 | 24 | 7323241 | 11361327 |
| | 7,5 x 7,5 | 48 | 7323242 | 11361333 |
| | 12 x 5 | 12 | 7323243 | 11361356 |
| | 10 x 10 | 12 | 7323244 | 11361362 |
| | 10 x 10 | 24 | 7323245 | 11361379 |
| | 10 x 10 | 48 | 7323246 | 11361385 |
| | 20 x 10 | 12 | 7323247 | 11361391 |
| | 20 x 10 | 24 | 7323248 | 11361416 |
| | 20 x 10 | 48 | 7323249 | 11361422 |
| | 15 x 15 | 12 | 7323250 | 11361439 |
| | 15 x 15 | 24 | 7323251 | 11361445 |
| | 20 x 20 | 12 | 7323252 | 11361451 |
| | 20 x 20 | 24 | 7323253 | 11361468 |
| | 20 x 20 | 48 | 7323254 | 11361474 |
| | 30 x 20 | 12 | 7323255 | 11361505 |
| 30 x 20 | 24 | 7323256 | 11361511 | |
| 30 x 20 | 48 | 7323257 | 11361528 | |
| Cutimed® Sorbion® Sachet XL | 45 x 25 | 6 | 7324004 | 11361681 |
| | 45 x 25 | 12 | 7324003 | 11361698 |
| Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star | Ø 8 | 10 | 7323701 | 11361764 |
| | Ø 14 | 10 | 7323703 | 11361793 |
| Cutimed® Sorbion® Sachet Extra | 5 x 5 | 5 | 7323400 | 11361706 |
| | 7,5 x 7,5 | 5 | 7323401 | 11361712 |
| | 10 x 10 | 5 | 7323402 | 11361729 |
| | 20 x 10 | 5 | 7323403 | 11361735 |
| | 20 x 20 | 5 | 7323404 | 11361741 |
| | 30 x 20 | 5 | 7323405 | 11361758 |
| Cutimed® Sorbion® Sachet Border | 10 x 10 | 10 | 7323600 | 11361830 |
| | 10 x 10 | 25 | 7323601 | 11361847 |
| | 15 x 15 | 10 | 7323602 | 11361853 |
| | 15 x 15 | 25 | 7323603 | 11361876 |
| | 25 x 15 | 10 | 7323604 | 11361882 |
| | 25 x 15 | 25 | 7323605 | 11361899 |
| Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage | 10 x 10 | 25 | 7324101 | 11361907 |

Exsudat



Wundtiefe



Wundphase

